



Diese robusten Multi-Nutzen-Matten dienen voll ausgebreitet mit ihren 2 m Länge und 1 m Breite als warme "Zeltteppiche" oder mittig gefaltet als normale EVA-Liegematte.

Doublemat Evazote

Liegefläche:
200 x 100 cm bzw. 200 x 50 cm
Dicke: 4 mm bzw. 8 mm
Gewicht: 390 g, Gurten 30 g
Packmass: 51 x 15 cm
Temperatur: 5°C

Multi Mat

Liegefläche:
200 x 100 cm bzw. 200 x 50 cm
Dicke: 2 mm
Gewicht: 540 g, Gurt 10 g
Packmass: 51 x 11 cm
Temperatur: 8°C



a> **Die Doublemat Evazote** ist aus Evazote, einem für Expeditionen optimierten EVA-Schaum. Er ist äusserst robust, weder Dornen noch Steigeisen machen sie unbrauchbar! Sie ist äusserst vielseitig: Nebst Zeltteppichboden oder Schlafmatte, kann man aus ihr Isoliersohlen, Blasenpflaster und Auftriebhilfen schneiden oder selbst als Regenschutz dienen und auf ihrer Oberfläche Schnee schmelzen. Kein Expeditionist, der ohne sie wäre!

b> **Die MultiMat** ist im Vergleich aus 2 mm statt aus 4 mm EVA (Ethyl-Vinyl-Azetat)-Schaum. Zudem ist die Oberseite aus hautfreundlichem, raschtrocknenden Ripstopnylon. Nebst dämpfender, wasserdichter und warmer Picknick-Decke dient auch sie als Teppich im Vorzelt, im Innenzelt, im bodenlosen Tarp oder im Iglu. In der Mitte längs zusammengelegt, ergibt sich eine 1-Personen Schlafmatte für sommerliche Verhältnisse. Die Polsterung und Wärme lässt sich gehörig steigern, wenn man Kleider, Rucksack, Laub usw. zwischendurch ins Sandwich nimmt. Auch sie dient wie die Doublemat Evazote als Notmatte, falls mal die luftgefüllte Matte ein Leck hat.

> EVA (Ethyl Vinyl Azetat) gilt seit Jahrzehnten als der zähste geschlossenzellige Schaumstoff für den Outdoorbereich.

MULTI MAT+DOUBLEMAT EVAZOTE

Die unkaputtbaren Teppichmatten.



Der Schutzüberzug, der jede Exped-Matte zum superkomfortablen Sitz oder Liegesitz macht. Leicht, dauerhaft und preiswert.

Chairkit M

Passend zu: DownMat 7/9, SynMat 7 Pump, ComfortFoam Mat 7/9, SIM 2.5, SIM Light 2.5 SL/ 3.8/5, AirMat 7.5
Gewicht: 540 g; als Schutzüberzug (ohne Stangen und Zurrgurten) = 390 g; Packbeutel 70 g
Packmass: 55 x 10 cm

Chairkit L

Passend zu: allen DLX-Matten
Gewicht: 600 g; als Schutzüberzug = 460 g; Packbeutel 70 g
Packmass: 65 x 10 cm



CHAIR KIT M+L

Das Sofa in der Wildnis.

> Ist der Chairkit einmal über die Matte übergezogen, kann man ohne Aufstehen aus der Sitz- in die Liegeposition wechseln.

> Bei Einsatz als Überzug lassen sich die Stangen herausnehmen, beide Zurrgurten abschlaufen und somit Gewicht sparen.

> Mittels Blitzverschluss sind mehrere Chairkits koppelbar.

> Je 3 Stangeneingänge mit Blockierschleife für alternative Stabilisatoren wie Zeltsegmente, Trekking-

stocksegmente, Holzstöcke und ähnliches.

> Hochwertige Materialien: Unterseite Exped-PU-Zeltbodenstoff mit 10'000 mm Wassersäule, Oberstoff hautfreundlicher Exped-Schlafsack-Innenstoff, Versteifung aus DAC SL 9mm Exped-Zelt-Stangen.

> Starke Konstruktion durch Nahriegel, Verstärkungsflicken und Kräfte-Dreieck-Spannschlaufen.

> Für extrem rauhen Untergrund ist eine EVA-Matte, z.B. Doublemat Evazote, einziehbar - nicht einbe-griffen.

> Zum Verpacken kann der Chairkit bei den meisten Matten gleich dranbleiben (nur Stangen rausnehmen).